


Dieser Satz beinhaltet ein optimal abgestimmtes Sortiment für die Veneerapplikation im Frontzahnbereich. Die Rillenschleifer 834 unterstützen dabei die Schaffung einer definierten Schnitttiefe (0,3 bzw. 0,5 mm) auf der Labialfläche der Zähne. Die Diamantinstrumente 852 dienen insbesondere zur schnellen Abtragung von Zahnhartsubstanz (labial) bis zur vorbestimmten Tiefe, wobei das Instrument auch palatinal/lingual eingesetzt werden kann. Die Diamanten der Figur 820 beseitigen sicher überschüssige Substanz im interdentalen Bereich und die Diamanten 889L und 898 erlauben das effiziente Finieren des Randes, können zudem aber auch subgingival eingesetzt werden.

The two depth cutters 834-016 and 834-021 assist with creating pre defined depths on facial surfaces. The smaller creates a 0.3 mm depth on the central incisors and canines, while the larger head size creates a 0.5 mm depth on lateral incisors. The 852 series reduces the facial tooth structure to the pre determined depth. The 852 shaped diamond may also be used on the lingual wrap. The 820 shaped diamond removes interproximal flash and overhang. The 889L and 898 diamonds create an infinite margin and may assist subgingivally. The instruments in this kit are in friction grip (FG) shank.

Las dos fresas 834-016 y 021 ayudan en la creación de ranuras predefinidas en las superficies labiales de los dientes. La más pequeña crea una ranura de 0,3 mm en profundidad, mientras que la fresa mayor crea una ranura de 0,5 mm en profundidad. Los instrumentos 852 reducen la sustancia labial del diente hasta la profundidad determinada. Este instrumento de diamante se puede utilizar también en las regiones palatinales y linguales. Los instrumentos 820 quitan material sobrante y el saliente del espacio interdental. Los instrumentos de diamante 889L y 898 acaban el margen (también subgingival).



B 41 x H 29 x T 25 mm



Schnitttiefe  
Cutting depth  
Profundidad del corte

0,3 mm      0,5 mm



Fig.	820C	833C	834	834	852	852	852G	852G	889LF	898C
Shank	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314
Size	016	023	016	021	016	018	016	018	009	014
L mm	5,0	4,2	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	3,5	6,0
Pieces	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



**2600 Kinder-Dent-Präpset**  
Children Prep Set  
Juego odontología infantil




Fig.	808RG	830	830C	855LC
Shank	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314
Size	014	023	023	009
L mm	5,0	5,0	5,0	3,0
Pieces	1	1	1	1



90 x 30 x 30 mm



Fig.	858	858C	HM 1	HM 1SQ	HM 1SQ	HM 7L	666XF	116
Shank	FG / 314	FG / 314	RA / 204	RA / 204	RA / 204	FG / 314	FG / 314	RA / 204
Size	014	014	006	010	014	008	025	060
L mm	8,0	8,0				4,1	6,5	5,0
Pieces	1	1	1	1	1	1	1	1

