

# 2590 Edge Up Präparationsset – nach Kuntze/Fischer


## Edge Up Preparation Kit – according to Kuntze/Fischer

### Kit de preparación Edge Up – según Kuntze/Fischer

Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde des Univ.-Klinikums Aachen, Direktor Prof. Dr. med. dent. F. Lampert.  
Bei der Edge Up-Technik handelt es sich um ein neu entwickeltes Restaurationsverfahren, mit dessen Hilfe Defekte im Ober- und Unterkiefer-Frontzahnbereich ästhetisch einwandfrei und unter maximaler Schonung der Zahnhartsubstanz korrigiert werden können. Grundlage dieser Technik ist eine spezielle Präparationsform („zirkulär verlängerte Stufenpräparation im Schmelz“, „Winkelpräparation“) sowie das auf die besonderen Anforderungen dieser Präparation abgestimmte Präparationsset.

Clinic for Tooth Preservation, Parodontology and Preventive Dentistry, RWTH Aachen, director Prof. Dr. med. dent. F. Lampert.  
The Edge Up technique is a new method for restoring defects in the upper and lower anterior regions to produce perfect aesthetics and is as gentle as possible to the tooth structure. This technique is based on a special type of preparation (circumferential extended shoulder preparation in the enamel) and the preparation set is intended specifically for this type of preparation.

Clínica de odontología conservadora, parodontología y odontología preventiva de la Clínica Universitaria de Aquisgrán, Director Prof. Dr. med. dent. F. Lampert.  
La técnica Edge Up consiste en un procedimiento de restauración desarrollado recientemente que permite corregir las lesiones coronarias del sector anterior maxilar o mandibular de modo perfectamente estético, respetando al máximo el esmalte dental. Esta técnica se basa en una forma particular de preparación (“preparación de hombro recto extendido circular en el esmalte“, “preparación de ángulo“) y un juego de instrumentos destinados especialmente a este tipo de preparación.



90 x 60 x 44 mm




Fig.	814	814F	841	841F	844RF
Shank	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314
Size	031	031	008	008	008
L mm	3,0	3,0	6,0	6,0	1,5
Pieces	1	1	1	1	1

# IDS 2667 Esthetic Inlay/Onlay Kit – according to Dr. Stephen Poss D.D.S.



Von der Entfernung alter Restaurationen bis zur abschließenden Politur bietet das Set das vollständige Instrumentarium für die Erstellung perfekter Inlay-/Onlayversorgungen.

From the removal of old restorations right up to the final polish this set offers the entire range of instruments for perfect preparation of inlay/onlay construction.

El kit ofrece un juego completo de instrumentos para la preparación perfecta de Inlay/Onlay desde la remoción de viejas restauraciones hasta el pulido final.



B 73 x H 29 x T 25 mm




Fig.	839R	841	841	845R	846KR
Shank	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314
Size	012	008	012	018	023
L mm	0,2	6,0	6,0	4,0	3,5
Pieces	1	1	1	1	1



Fig.	HM 36R	HM 274	HM 274	HM 375R	9712G	9714G	9712M	9714M	9712F	9714F
Shank	FG / 314	FG / 314	FG / 314	FG / 314	RA / 204	RA / 204	RA / 204	RA / 204	RA / 204	RA / 204
Size	012	014	016	014	040	060	040	060	040	060
L mm	4,0	3,4	3,7	8,0	10,5	7,5	10,5	7,5	10,5	7,5
Pieces	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

